


# CUREO<sup>®</sup> 3

Virtual Therapy – Real Success

Alle neuen Features  
von CUREO<sup>®</sup> 3





## Langhaltende Motivation dank Gamifikation

Gamification hat einen positiven Einfluss auf die Motivation und den Therapieerfolg. Das belegen Studien und das Feedback unserer Patienten. Neue kompetitive Highscore-Modi aktivieren das Belohnungssystem und fördern nachhaltig Spaß, Motivation und Leistung der Patienten auch über längere Therapiezeiträume.



### Zielgerichtetes Bogenschießen

- Zielscheiben und zuschaltbare Zielhilfe
- Realistischere Umgebung für mehr Immersion
- Training von Konzentration, Wahrnehmung, aufrechte Körperhaltung und für Stressbewältigung



### Drachenfliegen auf Island

- Punkte sammeln durch das Steuern des Drachen durch Wolken
- Besondere Herausforderungen: Gewitterwolken als disruptive Elemente
- Fördert die selektive Aufmerksamkeit



## Spielerische Übungen für Feinmotorik der Finger und Hände

Im **CUREO**®-Update 3.0 stehen weitere, zielgerichtete und für die Feinmotorik einsetzbare Fingerübungen zur Verfügung. Diese ermöglichen ein noch breiteres Spektrum an motorischen Herausforderungen sowie eine bessere Selektierung und Therapie einzelner Finger.



### ADL-Würfel

- Interaktiver Therapiewürfel mit einer Vielzahl an Feinmotorikübungen, sowohl einhändig, als auch beidhändig
- Aktivitäten des täglichen Lebens werden widerspiegelt
- Z.B: Schalter betätigen, einen Hebel bzw. Knopf drücken, oder ein Rad drehen



### Handöffnen und -schließen

- Training von Öffnen und Schließen der Hand im Wechsel
- Training im Umgang mit Störelementen und der selektiven Wahrnehmung
- Geeignet für neurologisch beeinträchtigte Patienten oder nach Hand-OPs

## **Datensynchronisierung und Dokumentation der Therapieerzeugung**

Mit unserem neuen Sync-Tool können Sie Ihre Patientendaten übersichtlich und konsolidiert verwalten. Bei Einsatz mehrerer Systeme können Patientensettings dank des Sync-Tools schnell und unkompliziert übertragen werden. So kann jeder Patient mit jedem System therapiert werden.



- Patientenunabhängige Nutzung der Systeme
- Flexibler Datenaustausch zwischen den Systemen mit zentraler Back-up- und Speichermöglichkeit
- Dokumentation erbrachter Therapieminuten bzw. der Nutzungsdauer der Module


## **Schnell-Kalibrierung und Bedienungserleichterung**

CUREO® wird in vielen Kliniken täglich mit unterschiedlichsten Patienten eingesetzt. Wir freuen uns, dass wir auf Basis des Feedbacks unserer Anwender unser System kontinuierlich optimieren können. So haben wir etwa unsere Bedienbarkeit an die am häufigsten genannten Wünsche angepasst.



- Schnellere, einfacher anpassbare, zuverlässige Kalibrierung, auch im Krankenbett
- Mit nur wenigen Klicks z.B. Größe des Therapietisches festlegen; es bleibt mehr Zeit für die Therapie
- Bei Spiegeltherapie: Nicht genutzte Hand ausgeblendet, um Aufmerksamkeit stärker auf die gespiegelte Hand zu lenken

## **Erhöhte Datensicherheit**



- Verlaufsdaten und Therapiefortschritt werden sicher und zuverlässig gespeichert, sind leicht für Behandler zugänglich
- 256-Bit-Verschlüsselung aller Daten (AES-256\_CBC)

## **Multilinguales System**



- Neue Sprachen: Finnisch, Schwedisch, Arabisch, Slowenisch, Spanisch
- Bediensprache des Tablets und die Sprache der Anweisungen für Patienten unabhängig voneinander einstellbar
- Ermöglicht Therapie von Menschen unterschiedlicher Nationalität

# CUREOSITY

Hier wird CUREO® u.a. bereits angewendet:



CUREosity GmbH

Burgunderstr. 27 • 40549 Düsseldorf • info@cureosity.de • +49 211 82 20 46 6 • www.cureosity.de



Für weitere Einblicke  
besuchen Sie unseren  
YouTube-Kanal!

